

Veja como fixar o elástico:



**1º PASSO**

Passa o elástico no primeiro furo superior, da parte externa em direção a parte interna.



**2º PASSO**

Passa o elástico no furo do meio da parte interna, agora sentido a parte externa.



**3º PASSO**

Retorne o elástico para a parte interna finalizando por dentro do elástico entre o primeiro e segundo furo.



**Máscara de Papel  
Descartável**

Uso limitado. Recomendado por 4 horas, não sendo permitido o reuso. Após o uso descarte no lixo.

Ajude a combater  
o Coronavírus!